

 <p>MEMBRE DU GROUPE INOVIA</p>	<h1>Flaconnage ACP</h1>	Réf : <b>ACP-SIV-INS.001_BM34</b> Version 02 Date d'application : 02/03/2021
--	-------------------------	--

## Table des matières

1	Objet et domaine d'application .....	1
2	Responsabilités.....	1
3	Déroulement de l'activité.....	1
	FLACONNAGE POUR FCU HPV .....	2
	FLACONNAGE DES CYTOLOGIES hors FCU.....	3
	FLACONNAGE DES HISTOLOGIES.....	4
4	Classement .....	5

### **1 Objet et domaine d'application**

Cette instruction a pour objet de lister le flaconnage utilisé en fonction des prélèvements pour les frottis cervico utérins, les HPV, les examens cytologiques hors FCU et les examens histologiques.

### **2 Responsabilités**

Le personnel de réception/tri et les macroscopistes s'assurent que le flaconnage est adapté au prélèvement.

Le secrétariat et le correspond stock sont responsables du suivi des stocks prescripteurs.

### **3 Déroulement de l'activité**

Cf. tableaux ci-dessous.

FLACONNAGE POUR FCU / HPV		
TYPES DE FLACONNAGE	Prélèvement	Prescripteur
 <p><b>Flacon BD</b> Surepath Colisage de 25</p>		
 <p><b>Cytobrosse</b> Cervex Brush</p>	Frottis cervico utérin (FCU)  HPV	Gynécologue Laboratoire Sage-femme
 <p><b>Cytobrosse</b> Pour cols difficiles</p>		
 <p>Demande d'examen : <b>Dépistage du cancer du col utérin (CCU)</b> ACP-RI-ENR.001_BM34  <i>Bien regarder les spécifications du bon de demande d'examen</i></p>		
 <p><b>Sachet individuel de colisage</b> avec poche kangourou  <i>1 sachet / Patient</i></p>		Tous les prescripteurs  Cliniques

FLACONNAGE DES CYTOLOGIES hors FCU					
TYPES DE FLACONNAGE			Prélèvement	Prescripteur	
		<b>Flacons 60 ml</b> avec fixateur alcoolique incolore	Cytologie mammaire Autres liquides	Radiologie Clinique Gynécologue	
		<b>Flacon 150 ml</b> avec fixateur alcoolique bleuté	Urines Cytoponctions séreuses Prélèvement articulaire Autres liquides <b>Sauf LCR</b>	Laboratoire Pharmacie Clinique	
		<b>Flacon 60 ml VIDE</b> <b>Sans fixateur</b>	<b>LCR</b>	Clinique	
			Demandes d'examen : <b>Examen cytologique (Hors FCU et urines)</b> ACP-RI-ENR.004_BM34 <b>Examen de cytologie urinaire</b> ACP-RI-ENR.003_BM34 <i>Bien regarder les spécifications des bons de demande d'examen</i>		
			<b>Sachet individuel</b> 1 sachet / Patient <b>Sachet jaune pour les LBA et LCR uniquement</b>	Tous les prescripteurs Cliniques	

FLACONNAGE DES HISTOLOGIES			
TYPE DE FLACONNAGE		Prélèvement	Prescripteur
	<p><b>F12</b>  <b>Flacon 20 ml avec formol 4% rosé</b>  <i>Cape blanche : Castres</i></p>	Biopsie	Service endoscopie Clinique Gynécologue
	<p><b>F25 cape blanche</b>  <b>Flacon 60 ml avec formol 4% rosé</b></p>	Biopsie Prélèvement de petite taille	Clinique Dermatologue Gynécologue
	<p><b>F60 Cape blanche</b>  <b>Flacon 150 ml formol 4% rosé</b></p>	Pièce ou exérèse de taille moyenne	Clinique
	<p><b>F100 cape rouge</b>  <b>Flacon 150 ml avec formol 4% rosé</b>  <i>Sérignan uniquement</i></p>	Biopsie prostatique uniquement	Clinique
	<p><b>Flacon 60 ml</b>  <b>Sérum physiologique</b></p>	Immuno-fluorescence (IF)	Dermatologue Clinique
	<p><b>Pot blanc 400ml</b>  <b>Formol 4% incolore</b></p>	Pièce ou exérèse de taille moyenne	Clinique
	<p><b>Pot blanc 1L</b>  <b>Formol 4% incolore</b></p>	Pièce opératoire	Clinique

	<p><b>Seaux de grande capacité de volume différent</b> <b>Formol 4% incolore</b></p>	<p>Pièce opératoire volumineuse</p>	<p>Clinique</p>
	<p>Demande d'examen : <b>Examen histologique</b> ACP-RI-ENR.002_BM34</p> <p><i>Bien regarder les spécifications du bon de demande d'examen</i></p>		
		<p><b>Sachet individuel</b> <i>1 sachet / Patient</i></p> <p><b>Sachet jaune pour les IF uniquement</b></p>	<p>Tous les prescripteurs Cliniques</p>

#### 4 Classement

Ce document est rangé dans le classeur du service qualité de Sérignan ACP.